





The Power of Mobility

EIN NAHEZU UNSICHTBARER CO-PILOT



Bei der Bedienung des Rollstuhls ist es für die Begleitperson wichtig, dass der Stuhl leicht zu steuern ist. Permobil's neuer Co-Pilot für Rollstühle, der von den Begleitpersonen bedient wird, arbeitet völlig anders als seine vorherigen Versionen. Der große Vorteil des Co-Pilot ist, dass er mit wenig Kraftaufwand bedient werden kann und dadurch die Steuerung intuitiv erfolgt: genau so einfach, wie das lenken eines Kinderwagens. Das Steuerungssystem reagiert unmittelbar auf jede Änderung der Geschwindigkeit oder Richtung. Außerdem kann die Begleitperson mit dem Co-Pilot die Stuhlfunktionen sowie die Geschwindigkeit regulieren.

Halten Sie den Steuerungsgriff vorsichtig fest und der Rollstuhl bewegt sich in die gewünschte Richtung. Durch leichtes Drücken nach rechts bewegt sich der Stuhl mühelos nach rechts. Wenn Sie schneller gehen, erhöht auch der Stuhl seine Geschwindigkeit. Dank der proportionalen Regelung wird das Fahren mit dem Rollstuhl sowohl für den Begleiter als auch für den Rollstuhlfahrer bequemer und sicherer.



Wenn er nicht verwendet wird, kann der ergonomisch entworfene Handgriff sorgfältig weggeklappt werden.



Der ergonomische Handgriff kann in der Höhe und im Winkel verstellt werden. Der Co-Pilot bietet der Begleitperson somit mehr Bedienungscomfort

Weitere Informationen sowie Preise erhalten Sie bei Permobil unter der Telefonnummer 0231 945 36 30 oder auf unserer Internetseite www.permobil.de

COPILLOT072010DU