

LIFESTAND
Permobil Group

STANDING INDEPENDENCE


Get Vertical



LSC



LSC KID



DER LIFESTAND LSC FÜR ER WACHSENE UND KINDER ist ein kompakter Elektrorollstuhl mit Stehfunktion. Dank seiner bis ins kleinste Detail durchdachten Konzeption ist sein Platzbedarf gering und der Körperhaltung nachgeahmt.

Der LSC kann in der sitzenden und in der stehenden Position gefahren werden. Durch die leistungsstarken Motoren ist der LSC auch im Außenbereich gut zu fahren, wobei das Aluminiumgestell eine maximale Stabilität sichert. Mit den großen Vorderrollen können Hindernisse ohne Schwierigkeiten überwunden werden.

Wie bei allen LifeStand-Rollstühlen verfügt der LSC über Armstützen, Kniestützen und einem Brustriemen. Der Rollstuhl bietet Komfort und Sicherheit sowie zahlreiche, gesundheitliche Vorteile wie: besserer Muskeltonus und stärkere Knochen, verbesserte Blutzirkulation und Verdauung sowie weniger Krampfanfälle.



GEHEN SIE IN DIE VERTIKALE – In diesem attraktiven und beweglichen Stehrollstuhl gleiten Sie sanft und einfach in die komfortable und sichere Stehposition.



Joystick zur Steuerung der elektrischen Funktionen



Elektrische Rückenlehne



Die Zentralverriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen



Separat hochklappbare Fußplatten



Die faltbare Rückenlehne ermöglicht einen leichten Transport

LSC

ELEKTOROLLSTUHL MIT STEHFUNKTION

Mit den im Joystick integrierten Elektrofunktionen wird das Stehen mit dem LSC-Modell einfach.

LSC KID

ELEKTOROLLSTUHL MIT STEHFUNKTION


Die Merkmale und Funktionen des Modells für Erwachsene wurden maßstabsgetreu angepasst.



Die elektrische Rückenlehne ist für alle LSC-Modelle erhältlich



Für den LSC und LSC Kid ist eine optionale Kopfstütze erhältlich



LIFESTAND
Permobil Group

LSC & LSC KID

STANDING INDEPENDENCE

LSC SPEZIFIKATIONEN

Sitzbreite	Höhe vom Vordersitz zum Boden	Hinterraddurchmesser	Vorderraddurchmesser	Gesamtbreite (0° Sturz)	Sitztiefe	Gesamtlänge beim Sitzen	Gesamtlänge beim Stehen	Rückenlehnenhöhe	Gesamthöhe	Max. Gewicht Benutzer	Gesamtgewicht (mit Batterien)	Batterien	Motorleistung
40cm/16"	51cm/20"	3,00x8 (350 mm)	200x50 (8")	67cm/26"	Einstellbar 42cm/16,5" bis 56cm/22"	110cm/43"	85cm/33,5"	45cm/18" bis 55cm/21,5"	100cm/39" bis 110cm/43"	120 kg/ 265 lbs	90 kg/ 198 lbs	4 x 18Ah-12V	2 x 180 Watt
44cm/17,5"													
48cm/19"													



LSC KID SPEZIFIKATIONEN

Sitzbreite	Höhe vom Vordersitz zum Boden	Hinterraddurchmesser	Vorderraddurchmesser	Gesamtbreite (0° Sturz)	Sitztiefe	Gesamtlänge beim Sitzen	Gesamtlänge beim Stehen	Rückenlehnenhöhe	Gesamthöhe	Max. Gewicht Benutzer	Gesamtgewicht (mit Batterien)	Batterien	Motorleistung
36cm/14"	51cm/20"	3,00x8 (350 mm)	200x50 (8")	67cm/26"	Einstellbar 42cm/16,5" bis 56cm/22"	110cm/43"	85cm/33,5"	45cm/18" bis 55cm/21,5"	100cm/39" bis 110cm/43"	120 Kg/ 265 lbs	90 Kg/ 198 lbs	4 x 18Ah-12V	2 x 180 Watt

FARBAUSWAHL



Arktis-Weiß



Schwarz



Weinrot



Dunkelblau

LIFESTAND PERMOBIL GROUP

Permobil GmbH, Alter Hellweg 36 • D-44379 Dortmund • +49 (0) 231 945 36 30 • www.lifestand.de

LSC/LSCKID072011DU