



**LIFESTAND**  
Permobil Group



# Get Vertical

**DER LSA HELIUM** wurde für den aktiven Innen- und Außengebrauch entworfen. Der leichteste Standrollstuhl der Welt wird aus federleichtem und modernstem Flugzeugaluminium und Titanium hergestellt. Gemeinsam mit der Gasfeder sorgt er für ein ergonomisches, einfaches und sicheres Standsystem. Die patentierte Verstellung der Rückenlehnenhöhe und die einstellbare Sitztiefe garantieren eine komfortable Sitzposition. Stabile Kniestützen aus Schaum und Neopren sowie ein verstellbarer Brustriemen geben im vertikalen Stand ein Gefühl der Sicherheit und des Komforts. Der LSA Helium bietet Unabhängigkeit und Komfort und bringt Sie mit den Menschen um Sie herum auf Augenhöhe. Daneben bietet die Möglichkeit des aufrechten Stands in vielerlei Hinsicht Vorteile für die Gesundheit: bessere Kontrolle über die Muskelkraft, stärkere Knochen, bessere Blutzirkulation und weniger Krämpfe.



**LSA HELIUM**



STANDING INDEPENDENCE

LSA HELIUM

**GET VERTICAL** – Mit diesem hochmodernen und leichten Rollstuhl gelangen Sie einfach und bequem in die vertikale Position.



Verstellbare Hinterachse für optimale Wendigkeit.



Verschleißfester und verstellbarer Stuhlbezug.



Wegschwenkbare Armstützen (optional) sorgen für einen mühelosen Transfer.



In Höhe und Winkel verstellbare Fußplatten für eine optimale Passform und Komfort.



Patenterte Verstellung der Rückenlehnenhöhe für eine gute Positionierung des oberen Körpers.



Einfach für den Transport auseinanderzunehmen.



**FARBAUSWAHL**



Arktis-Weiß    Chrom    Dunkelblau    Schwarz    Weinrot

Sitzbreite	Höhe Vorderseite des Sitzes bis zum Boden	Durchmesser Hinterrad	Durchmesser Vorderrad	Komplette Stuhlbreite (0° Achssturz)	Komplette Stuhlbreite (3° Achssturz)	Abmessung Sitzbreite	Abmessung Sitztiefe	Vollständige Länge in Sitzposition	Vollständige Länge in Stehposition	Höhe Rückenlehne	Höhe (ohne Handschiebegriffe)	Höchstgewicht des Benutzers	Gesamtgewicht*	Gewicht schwerstes Rollstuhlelement
36cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	60cm	66cm	(Vorderseite Knie bis Rückenlehne) Verstellbar 54cm bis 64cm	Verstellbar 43cm bis 54cm	Verstellbar 89cm bis 101cm	Verstellbar 93cm bis 105cm	32cm bis 45cm	78cm bis 91cm	100 Kilo	Ab 16 Kilo	13.5 Kilo
38cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	62cm	68cm									
40cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	64cm	70cm									
42cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	66cm	72cm									
44cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	68cm	74cm									
46cm	51cm	24/26 inch	12.5cm	70cm	76cm									

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

\*abhängig von den Maßen, Rädern und Optionen



The Power of Mobility

www.lifestand.eu

LSAHELIUM022011DU