



**LIFESTAND**  
Permobil Group

STANDING INDEPENDENCE

# Get Vertical

## **LSC OUTDOOR LSCO STEHFUNKTION!**

Der LSCO ist ein kompakter Elektrorollstuhl mit Stehfunktion, der durch seine exzellenten Fahreigenschaften besonders für den Außen- aber auch für den Innenbereich gut geeignet ist. Der LSCO kann in allen elektrisch verstellbaren Positionen (auch im Stehen) gefahren werden, ohne auf gewohnten Komfort und Sicherheit verzichten zu müssen. Ausgerüstet mit zwei leistungsstarken 300-Watt-Motoren und zwei Batterien (von je 65 Ah) hat der LSCO eine Reichweite von 40-45 km. Serienmäßig ist dieses komfortable Modell mit elektrischer Rückenverstellung, elektrischer Bein- stützenverstellung sowie Beleuchtung ausgestattet. Die integrierte R-Net Elektronik macht eine Erweiterung durch sämtliche Produkte im Umfeld- und Sondersteuerungsbereich möglich. Diese große Flexibilität ermöglicht es dem Nutzer sein regelmäßiges, selbständiges Stehtraining nicht nur zu therapeutischen Zwecken zu nutzen, sondern eröffnet ihm auch im Alltag eine völlig neue Selbständigkeit.



**LSCO**

### Nutzervorteile:

**Stabilität:** Einzigartiges "U"-förmiges Fahrgestell, speziell für dynamische Stabilität konzipiert - erlaubt dem Nutzer, sich sicher in aufrechter Position fortzubewegen.

**Manövrierbarkeit:** Die reduzierte Gesamtlänge in aufgerichteter Position macht den LSCO kürzer als jedes andere Wettbewerbermodell.

**Flexibilität:** Ausgestattet mit leistungsstarken Motoren, die im Außenbereich ein sanftes Fortbewegen ohne Hindernisse ermöglichen.

**Sicherheit:** Schnelle und einfache Bedienung der Knie- und Rumpffixierung.

**Entspannung:** Mit der elektrisch verstellbaren Rückenlehne und Beinstütze ganz einfach in eine entspannte Ruheposition gelangen.



GET VERTICAL



LSCO

STANDING INDEPENDENCE

### LSCO



Hoch- und wegklappbare Armlehnen ermöglichen einfachen Transfer



Elektrisch verstellbare Beinstütze



R-Net Elektronik



Elektrisch verstellbare Rückenlehne



Ergonomische Kopfstütze



Zentralverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen



LSCO

### FARBAUSWAHL



Arktis Weiss



Tief blau



Schwarz



Wein Rot

### SPEZIFIKATIONEN

Sitzbreite	36 - 40 - 44 - 48 cm	Hinterraddurchmesser	35 cm	Reichweite	40 - 45 km
Vollständige Breite	68 cm	Vorderraddurchmesser	23 cm	Elektronik	R-Net
Vollständige Länge in Sitzposition	110 cm	Wendekreis	87 cm	Elektrischer Lift	Nein
Vollständige Länge in Stehposition	100 cm	Gewicht inkl. Batterien	140 kg	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Vollständige Höhe	105 cm	Maximales Nutzergewicht	120 kg	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Sitztiefe verstellbar	41 bis 53 cm	Höchstgeschwindigkeit	8km/h	Elektrische Sitzkantelung	Nein
Sitzhöhe	57 cm	Motorleistung	2x300W		
Rückenhöhe	40 - 48 cm	Batterien	2x65Ah		



The Power of Mobility

www.permobil.com