


**LIFESTAND**  
Permobil Group



# Get Vertical

**DER LIFESTAND LSR** ist eine Kombination aus Design und unvergleichlicher Funktionalität. Neben der Stehfunktion bietet der LSR zusätzlich eine durch einen Elektromotor angetriebene Entspannungsfunktion. Seine ergonomische Form besteht aus innovativen, leichten Materialien. Die Möglichkeit des aufrechten Stands ist in vielerlei Hinsicht vorteilhaft für die Gesundheit: bessere Kontrolle über die Muskelkraft, stärkere Knochen, bessere Blutzirkulation und weniger Krampfanfälle.



**LSR**



STANDING INDEPENDENCE

LSR

**GET VERTICAL** – Mit diesem leicht zu transportierenden Rollstuhl gelangen Sie einfach und bequem in die vertikale Position.



Elektrische Steh- und Entspannungsfunktion auf Knopfdruck



Straffe Ausstrahlung



Sichere und wegschwenkbare Kniestützen



Komplett verstellbare Fußplatte



Drehbare Armlehnen




Herunterklappbare Rückenlehne für den Transport



**LSR  
MANUELL BEWEGBARER  
ROLLSTUHL, ELEKTRISCHE  
STEHFUNKTION**

Der LSR bietet eine elektrische Stehfunktion und eine exklusive Entspannungsfunktion an.

**COLOR OPTIONS**



Arktis-Weiß    Dunkelblau    Schwarz    Weinrot

Sitzbreite	Höhe Vorderseite des Sitzes bis zum Boden	Durchmesser Hinterrad	Durchmesser Vorderrad	Komplette Stuhlbreite	Abmessung Sitzbreite	Vollständige Länge in Sitzposition	Höhe Rückenlehne	Höhe	Höchstgewicht des Benutzers	Gesamtgewicht
36cm	51cm	24/26"	6" (15cm)	58cm	Verstellbar 41cm bis 55cm	94/106cm	32/40/52cm	84/92/104cm	120 kg	30 kg
40cm	51cm	24/26"	6" (15cm)	62cm		94/106cm	32/40/52cm	84/92/104cm	120 kg	31 kg
44cm	51cm	24/26"	6" (15cm)	66cm		94/106cm	32/40/52cm	84/92/104cm	120 kg	32 kg
48cm	51cm	24/26"	6" (15cm)	70cm		94/106cm	32/40/52cm	84/92/104cm	120 kg	33 kg

Änderungen und Druckfehler vorbehalten



The Power of Mobility

www.lifestand.eu

LSR112011DU