



# DAS STADTLEBEN

Mit der Wendigkeit, dem guten Aussehen und der starken Leistung bietet der C300 Corpus die perfekte Mischung aus Stabilität und Agilität. Zu den Eigenschaften gehören: verstellbare Federung, Zugriff auf die Akkus von vorne und hinten und eine Höhe vom Boden bis zum Sitz von 51 cm. Damit kann kein anderes Produkt aus dieser Klasse konkurrieren. Klein, beweglich und schnell: Der C300 Corpus wurde nicht nur für die Fahrt u.a. in Fußgängerzonen entworfen, sondern auch für das schnelle hinein- und herausfahren in engen Gegenden. Zudem ist der Corpus das weltweit beliebteste, elektrische Sitzsystem mit ergonomischen, eingebauten Rückeneigenschaften wie verstellbarer Rumpfpelotten und Lordoseunterstützung. Er verfügt über zusätzliche optionale elektrische Sitzfunktionen, wie z.B. Sitzkantelung, elektrische Rückenlehnenverstellung, elektrische Beinstützenverstellung oder elektrischer Sitzlift. Das modulare Design des Corpus wächst mit. Eine perfekte Mischung: der C300 Corpus bringt Sie überall dorthin, wo Sie hin wollen. Sie bestimmen die Richtung.

## C300 CORPUS

## OPTIONALE ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrisch verstellbare Sitzkantung



R-Net Elektronik mit ICS  
(Intelligent Control System)



Elektrisch verstellbare  
Rückenlehne



Elektrisch verstellbare Sitzhöhe



Elektrisch verstellbare Beinstütze

## SPEZIFIKATIONEN

Länge	108 cm	Kniewinkel verstellbar	80° - 150°
Breite	62 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 60 AH
Minimalste Transportlänge	88,5 cm	Reichweite	25 - 30 km
Sitzhöhe	51 cm	Max. Geschwindigkeit	6 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift	51 - 71 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	125 kg	Max. Höhe von Hindernissen	7 cm
Maximales Nutzergewicht	120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43 - 48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34 - 39 - 44 cm	Elektrische Sitzkantung	Ja
Rückenhöhe	53,5 - 60,5 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35 - 40 - 45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	90° - 165°	Garantie	2 Jahre



Dunkelblau  
metallic



Rot  
metallic



Dunkelgrün  
metallic



Silber  
metallic



Schwarz  
metallic



Rosa



Hellblau  
metallic

RAHMENFARBEN

ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



**The Power of Mobility**

**Permobil GmbH**  
Zentrale Deutschland  
Alter Hellweg 36  
D-44379 Dortmund  
Tel 0231 945 36 30  
Fax 0231 945 363 70  
info@permobil.de

www.permobil.com