



standard
ESP Enhanced Steering Performance

EINE NATÜRLICHE ERFAHRUNG

Der C400 Corpus kombiniert innovatives Design, Stil und fortgeschrittene Technikkonzepte. Der C400 ist kompakt und vereint ein hohes Maß an Wendigkeit mit hervorragenden Fahreigenschaften im Außenbereich. Das ergonomische Corpus-Sitzsystem des C400 ist in seinem Design modular und erlaubt Anpassungen, die durch Wachstum oder Bedürfnisse des Nutzers erforderlich werden. Optional sind zusätzliche Sitzfunktionen, wie die elektrische Sitzkantelung, elektrische Rückenlehnen- oder Kniewinkelverstellung möglich. Die maßgerechten Anpassungen des Corpus-Sitzsystems sind praktisch unbegrenzt ... eine wichtige Eigenschaft, wenn Sie mit der Natur eins werden wollen.

C400
CORPUS

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrisch verstellbare Sitzkantung und Liegemöglichkeit



R-Net Elektronik mit ICS
(Intelligent Control System)



Angetriebene, einstellbare Sitzkantung



Elektrische Einstellung der Sitzhöhe.



Elektrische Einstellung der Beinstützen

RAHMENFARBEN



Dunkelblau
metallic



Rot metallic



Dunkelgrün
metallic



Schwarz
metallic

SPEZIFIKATIONEN

Länge	108,5 cm	Kniewinkel verstellbar	80° - 150°
Breite	62 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 73 AH
Minimalste Transportlänge	89 cm	Reichweite	30 - 35 km
Sitzhöhe	56 cm	Max. Geschwindigkeit	6 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift *	56 - 76 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	66,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	160 kg	Max. Höhe von Hindernissen	6 cm
Maximales Nutzergewicht	120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43 - 48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	36 - 41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34 - 39 - 44 cm	Elektrische Sitzkantung	Ja
Rückenhöhe	53,5 - 60,5 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35 - 40 - 45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	80° - 165°	Garantie	2 Jahre

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com

* Lowrider 47,5 - 62,5

Änderungen und Druckfehler vorbehalten