



ON TOUR

Der C500 Corpus wurde für sehr aktive Menschen entworfen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die leistungsstarken Motoren geben ihm ausreichend Leistung, um unebene Bereiche zu befahren. Die verstellbare, unabhängige Federung unterstützt eine angenehme und ruhige Fahrt. Der Benutzer kann mit dem 660 mm - Wendekreis auch in einer engen Umgebung manövrieren - perfekt für gut besuchte Clubs oder Restaurants. Das Corpus Sitzsystem des C500 ist ergonomisch und verfügt über eingebaute Rumpfpelotten und Lordoseunterstützung. Der C500 Corpus ist mit elektrischen Funktionen zurüstbar: Sitzkantelung, elektrische Rückenlehnenverstellung und elektrische Kniewinkelverstellung. Eine elektrische Sitzhöhenverstellung ist standardmäßig bereits im C500 integriert. Zudem gibt es eine große Auswahl an weiterem, kundenspezifischem Zubehör, genial für Menschen, die auf Achse sind.

C500 CORPUS

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrisch verstellbare Sitzkantelung und Liegemöglichkeit



R-Net Elektronik mit ICS
(Intelligent Control System)



Angetriebene, einstellbare Sitzkantelung



Elektrische Einstellung der Sitzhöhe



Elektrische Einstellung der Beinstützen

RAHMENFARBEN



Dunkelblau
metallic



Rot metallic



Dunkelgrün
metallic



Schwarz
metallic

SPEZIFIKATIONEN

Länge	115 cm	Kniewinkel verstellbar	80° - 150°
Breite	65 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 73 AH
Minimalste Transportlänge	90,5 cm	Reichweite	30 - 35 km
Sitzhöhe	56 cm	Max. Geschwindigkeit	6 - 10 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift *	56 - 76 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	71,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	170 kg	Max. Höhe von Hindernissen	7 cm
Maximales Nutzergewicht	120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43 - 48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	36 - 41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34 - 39 - 44 cm	Elektrische Sitzkantelung	Ja
Rückenhöhe	53,5 - 60,5 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35 - 40 - 45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	80° - 165°	Garantie	2 Jahre

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com

* Lowrider 47,5 - 62,5