



standard
ESP Enhanced Steering Performance

RECHTE VERTRETEN

Das neue, klare Design und die R-Net-Elektronik lassen keinen Zweifel offen, der C500 VS ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich perfekt. Der C500 VS hat starke Motoren, unebene Straßenverhältnisse sind somit kein Hindernis mehr. Zusätzlich bietet der C500 VS durch die unabhängige Federung eine angenehme und ruhige Fahrt. Der Benutzer kann mit dem 660 mm - Wendekreisradius auch in einer engen Umgebung manövrieren - perfekt, um z.B. durch eine Menschenmenge zu fahren. Außerdem können Sie mit dem VS-Sitzsystem, für das zwei Stehabläufe einprogrammiert werden können, aus jeder Position heraus aufrecht stehen und optional in der stehenden Position fahren - ideal, wenn Sie sich z.B. für Ihre Rechte einsetzen wollen.

C500 vs



Dunkelblau
metallic



Rot
metallic



Dunkelgrün
metallic



Schwarz
metallic

RAHMENFARBEN

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



R-Net-Elektronik mit ICS
(Intelligent Control System) für eine
erweiterte Programmierbarkeit



Elektrisch vom Sitzen zum Stehen aus jeder Position heraus.
Fahrt bei geringerer Geschwindigkeit in der stehenden Position

ISO 7176-19 / ISO 10542-3

EN12182/EN12184



Elektrisch einstellbare Liegeposition



Elektrisch einstellbare Sitzkantelung



Elektrisch einstellbare Beinstützen können
unabhängig von der elektrisch einstellbaren
Liegeposition betrieben werden

SPEZIFIKATIONEN

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Länge | 121,5 cm | Kniewinkel verstellbar | 90° - 180° |
| Breite | 65 cm | Kapazität der Akkumulatoren | 2 x 73 AH |
| Minimalste Transportlänge | 108,5 cm | Reichweite | 30 - 35 km |
| Sitzhöhe | 53 cm | Max. Geschwindigkeit | 6 - 10 km/std |
| Sitzhöhe mit el. Sitzlift | 53 - 78 cm | Wendekreis (ISO 7176-5) | 71,5 cm |
| Gewicht inkl. Batterien | 188 kg | Max. Höhe von Hindernissen | 7 cm |
| Maximales Nutzergewicht | 70/100/120 kg | Federung | Ja |
| Sitzbreite | 43/48 cm | Elektronik | R-Net |
| Sitztiefe | 45/47,5/50/52,5/55/57,5/60 cm | Elektrischer Sitzlift | Ja |
| Rückenbreite | 34/39/44 cm | Elektrische Sitzkantelung | Ja |
| Rückenhöhe | 55/62 cm | Elektrische Kniewinkelverstellung | Ja |
| Abstand zwischen den Armlehnen | 36/42/47 cm | Elektrische Rückenlehnenverstellung | Ja |
| Rückenlehnenwinkel verstellbar* | 90° - 180° | Garantie | 2 Jahre |

* Für Benutzer über 100 kg ist der Sitzkantelung nach hinten begrenzt.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com

C500V5072011DU