



AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Mit Permobil's K300 PS Junior können Kinder bei allen Aktivitäten mithalten. Der K300 wird standardmäßig mit erweiterbarem Sitz geliefert, wodurch jederzeit für eine perfekte Passform gesorgt ist. Ungeachtet, wie schnell das Kind wächst. Zubehör, wie verstellbare Armstützen, die elektrische Sitzhöhenverstellung und die wegschwenkbaren Beinstützen, R-Net-Elektronik und das Uni-Track-System bieten einen maximalen Komfort. Hierdurch erreicht man eine möglichst genaue Anpassung der Sitzeinheit an den Benutzer. Dank der Farben, Rot, Rosarot, Schwarz, Silbermetallic, Dunkelblau metallic, Dunkelgrün metallic und Blau metallic, haben die Kinder die Möglichkeit ihren eigenen Rollstuhl zu gestalten.

K300
PS Jr.



RAHMENFARBEN



ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrische Sitzhöhenverstellung und elektrische Sitzkantelung



R-Net Elektronik für verbesserte Programmierbarkeit



Durch verstellbare Sitze passt er dem Kind in allen Größen



Handschiebegriff



Das Uni-Track-System ermöglicht umfangreiche Einstellungen



Die Armlehnen können mit einem Handgriff abgenommen werden



EZ-verstellbare Armlehnen können leicht in der Höhe, im Winkel und zur Rotation verstellt werden



Leicht wegschwenkbare und höhenverstellbare Beinstützen. Optional wählbar mit 70 Grad oder 90 Grad Kniewinkel-einstellung



Optionaler Schiebebügel mit manueller Neigungseinstellung und Höheneinstellung ohne Werkzeug, wodurch er leicht zum Transport zusammengeklappt werden kann



ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184

SPEZIFIKATIONEN

Länge	108 cm	Kniewinkel verstellbar	nicht anwendbar
Breite	62 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 60 AH
Minimalste Transportlänge	88,5 cm	Reichweite	25 - 35 km
Sitzhöhe	46	Max. Geschwindigkeit	6 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift	46 - 66 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	109 kg	Max. Höhe von Hindernissen	7 cm
Maximales Nutzergewicht	75 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	28 - 41 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	26 - 46 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	27,5 - 40 cm	Elektrische Sitzkantelung	Ja
Rückenhöhe	41 - 56 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Nein
Abstand zwischen den Armlehnen	einstellbar	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Nein
Rückenlehnenwinkel verstellbar	85° - 120°	Garantie	2 Jahre



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com

Änderungen und druckfehler vorbehalten