



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 6 KM/H



REICHWEITE 20-25 KM



MOTORLEISTUNG 2 X 300 WATT



Lehrlauf-Griff



Leicht zugänglicher
Ladeanschluss



Drehbare Hinterräder
zur raschen und
wendigen Lenkung

KOALA MINIFLEX

Der Koala ist der ideale Kinderrollstuhl, vom Kleinkind bis ins junge Teeny-Alter. Er ist mit den gleichen starken Motoren und dem gleichen Vorderradantrieb ausgestattet wie Permobil's Erwachsenenrollstühle, doch auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten.

Das Miniflex-Sitzsystem ist ein flexibles Sitzsystem für Kinder im Wachstum und Kinder mit speziellen Sitzwünschen. Hier kann man zwischen drei Abmessungen und verschiedenen Körperstützen wählen. Auch die Montage einer Sitz-Orthese ist möglich.



Kniestützen



Rumpfpelotten



Oberschenkelstützen



Die einfache Joystick-Bedienung ist für kleine Kinder ideal

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LÄNGE, MM	965
BREITE, MM	560
GERINGSTE TRANSPORTLÄNGE, MM	710
SITZHÖHE, MM	410
SITZHÖHE BEI ELEKTR. SITZHÖHENVERSTELLUNG, MM	410-660
GEWICHT INKL. AKKUS, KG	85
MAX. GEWICHT BENUTZER, KG	35
SITZBREITE, MM	250/300/350
SITZTIEFE, MM	270/320/370
RÜCKENLEHNENHÖHE, MM	325/375/425
ARMLEHNENHÖHE, MM	160-290
ABSTAND ZWISCHEN ARMLEHNEN, MM	215-375
ABSTAND ZWISCHEN SITZPOLSTER UND FUSSPLATTE, MM	175-340
RÜCKENLEHNENWINKEL – VERSTELLBAR	90° -165°

BEINSTÜTZENWINKEL – VERSTELLBAR	90°-150°
AKKULEISTUNG, AH	2x40
LADEDAUER, STD	8
REICHWEITE, KM	20-25
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, KM/H	6
BREMSWEG, MM	1000
WENDEKREISRADIUS ISO 7176-5	570
MAX. HÖHE VON HINDERNISSEN, MM	60
FEDERUNG	Nein
ELEKTRISCHE SITZHÖHENVERSTELLUNG	Ja
ELEKTRISCHE SITZKANTELUNG	Ja
ELEKTRISCH VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN	Nein
ELEKTRISCH VERSTELLBARE RÜCKENLEHNE	Nein
STEUERUNGSSYSTEME	Ja
GARANTIE	2

ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



FARBEN



GELB



ROT

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com