



DIE FREIHEIT

Einzigartig, wie Sie es sind, ist auch der Street: perfekt nicht nur für diejenigen, die in einer Stadt leben. Der Street hat eine Spitzengeschwindigkeit von 12 km/Std. Mit ihm bewältigen Sie die typischen Probleme des Stadtlebens. Zukünftig werden Sie leicht durch die Stadt schwirren können. Er wurde entworfen, um flexibel enge und schwierige Umgebungen zu bewältigen. Durch das verstellbare, unabhängige 4-Rad-Aufhängungssystem wird Ihnen eine glatte, bequem Fahrt geboten. Die Radaufhängung ist deutlich zu sehen. Dadurch erhält der Street ein flottes und überzeugendes Aussehen. Ein weiteres optionales Plus: das Kantelungssystem mit Liegemöglichkeit hält Ihren Körperschwerpunkt immer im Gleichgewicht und gibt Ihnen ein neues Gefühl von Vertrauen. Mit dem Standard-Hinterradantrieb unterscheidet sich der Street von der Masse.

Street
CORPUS

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrische verstellbare Sitzkantung und Liegemöglichkeit

RAHMENFARBEN



Dunkelblau
metallic



Schwarze Gold
Faser



Schwarze Silber
Faser



R-Net Elektronik mit ICS
(Intelligent Control System)



Elektrische, einstellbare
Sitzkantung



Elektrische Einstellung der
Sitzhöhe



Elektrisch einstellbare Liegeposition

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Spezifikationen

Länge	118 cm	Kniewinkel verstellbar	100° - 180°
Breite	63 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 73 AH
Minimalste Transportlänge	87,5 cm	Reichweite	25 - 35 km
Sitzhöhe	56 cm	Max. Geschwindigkeit	6 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift	56 - 81 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	90 cm
Gewicht inkl. Batterien	155 kg	Max. Höhe von Hindernissen	7 cm
Maximales Nutzergewicht	120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43/48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	36/41/46/51/56 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34/39/44 cm	Elektrische Sitzkantung	Ja
Rückenhöhe	53,5 - 60,5 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35/40/45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	90° - 135°	Garantie	2 Jahre



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com