



I102977-99-0

UT Oberschenkel-/Hüftauflage Set (G)
mit Netzüberzug - hoch



I102978-99-0

UT Unterschenkelauflege Set (H)
mit Netzüberzug und Beschlägen



I102982-99-0

UT Unterschenkelauflege Set (J)
mit Netzüberzug und Beschlägen



I103055-99-0

UT Unterschenkelauflege Set (B)
mit Netzüberzug und Beschlagteilen



I103070-99-0

UT Amputationsauflage Set (H)
mit Netzüberzug - 1 pro Stück



I103071-99-0

UT Amputationsauflage Set (D)
mit Netzüberzug - 1 pro Stück



I103077-99-0

UT Oberschenkel-/Hüftauflage Set (B)
mit Netzüberzug - niedrig



I103079-99-0

UT Oberschenkel-/Hüftauflage Set (A)
mit Netzüberzug - niedrig



I103094-99-0

UT Oberschenkel-/Hüftauflage Set (J)
mit Netzüberzug - hoch



I103095-99-0

UT Oberschenkel-/Hüftauflage Set (C)
mit Netzüberzug - hoch




The Art of Mobility

www.permobil.com

2007UNI061507



The Art of Mobility



UniTrack SYSTEM



Schlicht im Design.

Permobil's neues UniTrack System kombiniert einige modulare Teile, die zusammenarbeiten, um Sie mit der für Sie notwendigen Körperunterstützung leicht auszustatten. Wählen Sie die für Sie richtige Auflage und Verbindungsstücke und positionieren Sie sie genau dort, wo Sie sie brauchen. Sie haben endlose Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten. Es ist so einfach, dass man sich fragt, warum noch niemand darauf gekommen ist. Das liegt daran, dass sich keiner so gut auf die individuellen Bedürfnisse einstellt wie Permobil.



The Art of Mobility

www.permobil.com

* Nur erhältlich für das Corpus™ Sitzsystem.



UNITRACK-SYSTEM

Das UniTrack System bietet stufenlose Einstellmöglichkeiten.




VERBINDUNGSSTÜCKE

Durch die Verbindungsstücke können Sie die Auflagen drehen und sie an ihrem Platz feststellen. Die Einstellungsabstände sind so klein, dass sie fast stufenlose Einstellmöglichkeiten haben.



SCHNELLAUSLÖSER FÜR DAS BEFESTIGUNGSELEMENT

Sie brauchen den Schnellauslösehebel nur bis zur Hälfte zu drehen, um die Position und den Winkel der Auflagen zu verändern. Er ist so positioniert, dass Sie mit ihm nicht anstoßen oder hängenbleiben können.



AUFLAGEN

Die Auflagen sind in vielen verschiedenen Größen und mit atmungsaktiven Überzügen als Zusatz erhältlich. Jede Auflage hat für die Identifizierung eine eindeutige Teilenummer. Die Auflagen sind untereinander austauschbar und können je nach Wunsch als Oberschenkelauflage oder als Unterschenkelauflage verwendet werden.